


Veja como é simples capturar o barbeiro vivo.



1 Capture o barbeiro protegendo-se com um saco plástico.



2 Coloque o barbeiro dentro do saco, sem furos, deixando-o no fundo.



3 Escreva o endereço e o nome do morador em um papel.



4 Coloque este papel junto com o barbeiro dentro do saco.



5 Os barbeiros capturados devem ser entregues imediatamente ao agente de saúde de sua área ou em uma unidade de saúde.

Elaboração:

Secretaria de Estado de Saúde
Programa de Controle da Doença de Chagas
zoonoses@saude.mg.gov.br



Centro de Pesquisa René Rachou
Laboratório de Referências sobre Triatomíneos
e Epidemiologia da Doença de Chagas



**GOVERNO
DE MINAS**